

Produktbeskrivning
BD verkningsmet met drukindicates worden gebruikt bij infusieapparaten. De verkningsmet variëren in lengte, configuratie, injectievolumen (22,25 bar) en aansluitingen. Sommige varianten bevatten amberkleurige ringen, aansluitingen, schakelmateriaal, rijklemmen, Y-aansluitingen, 0,2 en 1,2 micron filter. De aansluitingen en aansluitingskleppen en anti-sifon kleppen. De maximum druk is aangegeven op het etiket van het product.
Beoogd doel
BD verkningsmet met drukindicates zijn steriele apparaten voor eenmalig gebruik bedoeld om aan de IV-lijn of katherter te worden bevestigd om de IV-lijnen te verknigen en/of van extra toegangspunten te voorzien. Verkningsmet met drukindicates kunnen worden gebruikt voor directe injectie, intraveneuze infusie en continue infusie van vloeistoffen en/of geseemiddelen.
Beoogde gebruiker
BD verkningsmet met drukindicates zijn bedoeld om te worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg die ervaring hebben met IV-infusieapparaten.
Beoogde patiëntengroep
BD verkningsmet met drukindicates zijn bedoeld om te worden gebruikt bij alle patiëntpopulaties, waarbij rekening moet worden gehouden met de uitgevoerde procedure en de toegepaste vloeistoffen.
Waarschuwingen
Als het apparaat niet de juiste wijze is voorbereid, kan het leiden tot een luchtbloede bij de patiënt of een verstopping van de IV-katheter.
Tracer de lijnen vóór de aansluiting. Controleer of de verkningsmet is aangelegd om de juiste intraveneuze therapieën.

NIET HERGEBRUIKEN. Uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Hergebruik en/of herverpakking kan de veiligheid en doeltreffendheid van het apparaat in vraag brengen, wat kan leiden tot het falen van het apparaat en/of letsel, infectie of ziekte bij de patiënt.
NIET gebruiken als de verkningsmet afgevoerd is, of als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Niet gebruiken als de verpakking of het apparaat vermenigvuldigd materiaal bevat. Controleer de verpakking zorgvuldig alvorens deze te openen om de integriteit ervan te bevestigen.
NIET gebruiken als de verkningsmet afgevoerd is.
NIET gebruiken als de beschermkapjes over de luër lock niet zijn getrokken.
Als het apparaat tijdens het gebruik beschadigd is of lek, stop dan het gebruik en vang het onmiddellijk op.
Om te garanderen van bloed in de vasculaire toegangskatheter te minimaliseren, is het om elke opeenvolping eenmalig te gebruiken.

Deinfecteer het apparaat vóór elk gebruik. De disinfectante van het koppelstuk is ook voltooid als het disinfectiemiddel droog is. Aansluiten op toegangspunten terwijl het ontsmettingsmiddel nog vochtig is, kan het ontkoppelen bemoeilijken.
Gebruik GEEN scherpe instrumenten als de oetkoppeling voorzorgzaam verloopt of vervang het apparaat.
Voorzorgsmaatregelen
Volg alle instructies, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor alle infusen, IV-pompen, IV-sets en IV-verkningslijnen die met dit apparaat worden gebruikt, zoals aangegeven door de fabrikant.
Aansluiting van BD verkningsmet met drukindicates op niet ISO luers of gebruik van ISO luers met zichtbare defecten kan vloeistoflekage, beschadiging en/of storing van het product veroorzaken.
Controleer vóór elk gebruik of alle aansluitingen goed vastzitten. Ontkoppelingen of losse aansluitingen kunnen leiden tot luchtbloede, verlies van vloeistof en infectie als gevolg van lekkage. Vermijd overmatig vast draaien bij gebruik van het product. Overmatig vast draaien kan de integriteit van het product beïnvloeden.

BD verkningsmet met drukindicates kunnen worden gebruikt gedurende maximaal 96 uur.
Bij infusie van vloeistoffen met de 24-uurs versnelling.
Laat geen open verpakkingen weggevoerde apparaten binnen handbereik om te voorkomen dat het apparaat of onderdelen ervan worden ingeslikt. Het inslikken van een apparaat of onderdelen ervan kan verstikingsgevaar opleveren.
Vóór de afname van onderdelen van het toestel voor de instelling voor het vastzetten van vasculaire toegangsapparaten en verkningsmet om het risico van het per ongeluk losraken van de katheter te verminderen.
Instructies voor het gebruik
Aanwijzingen: Gebruik de aseptische no touch techniek (ANTT)
1. Haal de set uit de verpakking, sluit de klemmen.
2. Verwijf de beschermkapjes van het distale uiteinde / de distale uiteinden.
3. Bevestig de verkningsmet aan de primaire IV-lijn.
4. Controleer de aansluitingen zorgvuldig voordat u de behandeling start.
5. Open de klemmen.
6. Bereid de set voor.
7. Verwijf de beschermkapjes van het proximale uiteinde.
8. Sluit de set op aan een vasculair toegangsapparaat.
9. Open de klem om doorstroming toe te staan. Start de infusie.

10. Indien van toepassing, verwijf vóór elke toegang tot de Y-aansluiting met 70% isopropylalkohol en laat het drogen. Spoel de Y-aansluiting droog na elk gebruik.
11. Wanneer het infuus is voltooid, zorg ervoor dat alle klemmen zijn gesloten, koppel het vasculair toegangsapparaat en los het weg.
Nota's
"Etiket voor de EU: De gebruikers moeten elk ernstig incident in verband met het apparaat melden aan de fabrikant en aan de nationale bevoegde autoriteit.
"Vólg bij het wegvoeren van het apparaat de plaatselijke en/of andere voorschriften voor het verwijderen van medische apparatuur en/of chemische en bioorganische afvalstoffen."
De formulering van het productaanduidend bevel geen latex of DEHP.