

SampLok Adapter Cap

INDICATIONS FOR USE (EN)

SampLok Adapter Cap (SAC) is intended for use to facilitate collection of blood sample into culture bottles or vacuum tubes. It is a single use device. There are no known contraindications for the SAC, though care should be taken per the warnings and precautions included in this FIU.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

SampLok Adapter Cap is a single use device. Do not attempt to remove the needle after use.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 Attach a collection needle to the SampLok Adapter Cap. For SampLok Adapter Cap without a pre-attached Luer, screw the blood collection needle into the opening at the top of the cap until it is fully seated. For SampLok Adapter Cap with a pre-attached Luer, insert the Luer tip into the hub of the blood collection needle until it is secure.
- 2 Skin preparation: Prepare and disinfect venipuncture site following your facility procedure.
- 3 Culture bottle preparation:

- 4 Remove the culture bottle protective cap (B). Disinfect culture bottle septum as per culture bottle manufacturer instructions (C).
- 5 Perform venipuncture following your facility procedure.
- 6 Open the SampLok Adapter Cap Safety Lid by pulling finger tips on the two tabs, pressing the upper tab down and the lower tab up (D). Fully open the Safety Lid so that the cap opening is clear (E).
- 7 Collect blood sample into culture bottle and/or vacuum tube as required. If using Cap Insert, place into SampLok Adapter Cap, align the tabs with the notches in the rim of the SAC and press the insert into the cap until there is a click indicating that the insert is in place (F).
a. Insert vacuum tube into the center of the insert (H).
b. Remove vacuum tube when filled.
c. Repeat steps 7a & 7b for each additional vacuum tube.
d. After filling the final culture bottle or vacuum tube, close the lid with your fingers or against a surface until the Safety Lid snaps closed.
e. Discontinue the venipuncture following your facility procedure.
- 8 Dispose of collection needle and SampLok Adapter Cap and Insert (if used) in a biohazard sharps container following your facility procedure.

Product Information






Carton quantity Carton weight

Medical Device

CAUTION: Federal (USA) law limits this device to sale by or on the order of a practitioner.

Corporate Headquarters
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

Sales Office
ITL BioMedical
Tel: +1 (888) 411 2851
sales@itlbiomedical.com
SampLok® is a registered trademark of ITL Corporation, Canberra, Australia.



INDICACIONES DE USO (ES-MX)

SampLok Adapter Cap (SAC) está diseñado para facilitar la recolección de muestras de sangre en frascos de cultivo o tubos de vacío. Es un dispositivo de uso único. No se conocen contraindicaciones para el SAC, aunque se debe atender a las advertencias y precauciones incluidas en estas instrucciones de uso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

SampLok Adapter Cap es un dispositivo de uso único. No intente retirar la aguja tras el uso.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Acepte una aguja de recolección al SampLok Adapter Cap. En el caso de SampLok Adapter Cap sin preinstalado: enrosque la aguja de recolección de sangre en la abertura de la tapa superior de la tapa hasta que quede ajustada (A). En el caso de SampLok Adapter Cap con un preinstalado: inserte la punta del Luer en el centro de la aguja de extracción de sangre hasta que esté bien fijada.
- 2 Preparación de la piel: prepare y desinfecte el punto de venopunción siguiendo el procedimiento de su centro.
- 3 Preparación del frasco de cultivo: Retire la tapa protectora del frasco de cultivo (B). Desinfecte el septo del frasco de cultivo según las instrucciones del fabricante del frasco de cultivo (C).
- 4 Realice una venopunción siguiendo el procedimiento de su centro.

- 5 Abra la tapa de seguridad del SampLok Adapter Cap colocando las puntas de los dedos en los bordes superiores, presionando la lengüeta superior hacia abajo y a inferior hacia arriba (D). Abra completamente la tapa de seguridad para que la abertura de la tapa quede despejada (E).
- 6 Recojela muestra de sangre en el frasco de cultivo. a. Coloque el SampLok Adapter Cap sobre el frasco de cultivo y presione hacia abajo para que comience a fluir dentro del frasco de cultivo (F). b. Levante el SampLok Adapter Cap del frasco de cultivo para detener el flujo, siguiendo el procedimiento de su centro conforme a las directrices de volumen de muestra. Repita los pasos 6a y 6b, con otros frascos de cultivo.
- 7 Recojela muestra de sangre en tubos de vacío (según se requiera). Si utiliza el inserto de tubo, coloque en el SampLok Adapter Cap, alinee las pestañas con las muescas en el borde del SAC y presione el inserto en el capuchón hasta que se produzca un clic que indique que el inserto está en su lugar (G).

- a. Inserte el tubo de vacío en el centro del inserto (H). b. Retire el tubo de vacío cuando esté lleno. Repita los pasos 7a y 7b, para cada tubo de vacío adicional.
- 8 Después de llenar el último frasco de cultivo o tubo de vacío, cierre la tapa con los dedos o contra una superficie hasta que la tapa de seguridad se cierre o presione.
- 9 Interrumpa la extracción de sangre venosa siguiendo el procedimiento de su centro.
- 10 Desatice la aguja de recolección y el SampLok Adapter Cap y el inserto (si se usó) en el contenedor para objetos punzantes de riesgo biológico siguiendo el procedimiento de su centro.

Información del producto

Cantidad de carton

Peso de la caja

Dispositivo Médico

Aplicable solo al mercado estadounidense.

Sede corporativa
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

Oficina de ventas
ITL BioMedical
Tel: +1 (888) 411 2851
sales@itlbiomedical.com
SampLok® es una marca registrada de ITL Corporation, Canberra, Australia.

INDIKATORER FOR BRUG (DA)

SampLok Adapter Cap (SAC) is beregnet til brug til opsamling af blodprøve i kulturflasker eller vakuumrør. Det er en engangsbrugsgenstand. Der er ingen kendte kontraindikationer for SAC, dog skal der tages hensyn til de advarsler og forholdsregler, der er indeholdt i denne ITU.

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER:

SampLok Adapter Cap er engangsbenyttet. Forsøg ikke at fjerne nålen efter brug.

INSTRUKTIONER TIL BRUG

- 1 Sæt en samling nåle til SampLok Adapter Cap. For SampLok Adapter Cap uden en påmonteret Luer: Skru blodsamlingsnålen i åbningen øverst på kappen, indtil den er stram (A). For SampLok Adapter Cap med en påmonteret Luer: Indsæt Luer-spidsen i røret, indtil det er sikret.
- 2 Hudpræparation: Forbered og desinficér venipunktionsstedet efter din facilitetsprocedur.
- 3 Kulturflaskes forberedelse: Fjern beskyttelseslappen på kulturflasken (B). Desinficér kulturflaskes septum som beskrevet i kulturflaskefabrikantens anvisninger (C).
- 4 Udfør venipunktur efter din facilitetsprocedur.
- 5 Åbn SampLok Adapter Cap. Sikkerhedslyd vil placere fingerridser på

- gå de to farses, tryk den øverste fars ned og den nedreste fars op (D). Åbn sikkerhedslyd helt, så åbningen er helt fri (E).
- 6 Saml blodprøve i kulturflasken. a. Placer SampLok Adapter Cap over kulturflasken og tryk ned for at starte strømmen ind i kulturflasken (F). b. Løft SampLok Adapter Cap fra kulturflasken for at stoppe, efter rengøringsfærdig af facilitetsprocedur for prøvetagningen. Gentag trin 6a og 6b, til yderligere kulturflasker.
- 7 Saml blodprøve i vakuumrør (efter behov). Hvis du bruger Cap Insert, placeres det i SampLok Adapter Cap, juster faneerne med halsens SAC, indsæt kanten og tryk på indsat i hantlen, indtil der lyder et klik, der angiver, at indsatet er på plads (G).
- 8 Sæt vakuumrør i midten af indsatet (H). a. Fjern vakuumrør, når det er fyldt. Gentag trin 7a og 7b, til yderligere vakuumrør.
- 9 Når du har fyldt den sidste kulturflasker eller vakuumrør, skal du lukke låget med

- fingrene eller med en overflade, indtil sikkerhedslyd lukkes.
- 10 Afbryd venipunktur efter din facilitetsprocedur.
- 11 Kasser indsamlingstilbehør og SampLok Adapter Cap og lag i tvs brugt i biohazard container for skarp genstande efter din facilitetsprocedur.

Product information

Carton mængde

Carton vægt

Medicinsk Udstyr

Altid Gælder kun på det amerikanske marked.

Hovedkvarter
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

Salgskontor
ITL BioMedical
Tel: +1 (888) 411 2851
sales@itlbiomedical.com
SampLok® er et registreret varemærke tilhørende ITL Corporation, Canberra, Australien.

KÄYTTÖOHJEET (FI)

SampLok Adapter Cap (SAC) on tarkoitettu käytettäväksi verinäytteen keräämiseen heijotettavissa viijelypulloihin tai viijelyputkiin. Se on kertakäyttöinen laite. SAC:n käyttöille ei ole tunnettua estettä, mutta varoituslauseita ja varoituksia on noudatettava tämän käyttöohjeen varoitusten ja varoitustenpiteiden mukaisesti.

VAROITUKSET JA VARTOIMET

SampLok Adapter Cap on kertakäyttöinen laite. Älä yritä poistaa neulan käytön jälkeen.

KÄYTTÖOHJE

- 1 Kirnnä keräysnauha SampLok Adapter Cap:n. SampLok Adapter Cap:n osittamiseen laue-käsitä. Ruuvaa veren keräysnauha suojuksen yläosassa olevaan aukkoon, kunnes se on tukalla (A). SampLok Adapter Cap, jossa on valmiiksi kiinnitetty laue-käsi: Aseta laue-käsi verinäytteenävalan keskikohtaan, kunnes se on tavallinen.
- 2 Iton valmistelu: Valmistele ja desinfioi verikohta kohtaisesti menettelytapojen mukaisesti.
- 3 Viijelypullo valmistelu: Irrota viijelypullo suojakäpistä (B). Desinfioi viijelypullo sopivasti valmistajan ohjeiden mukaan (C).
- 4 Suorita venikohta kohtaisesti menettelytapojen mukaisesti.
- 5 Aava SampLok Adapter Cap suojakäsiä asettamalla kompottit molempiin kätkeihin, painamalla yläkätkeistä alaspäin ja

- alakelekkästä työpöydän (D).
- 6 Käsi veniäviä viijelypulloa, että suojakäsi aukko on kirkas (E).
- 7 Käsi veniäviä viijelypulloa (jälkeen mukaan). Jos käytät Cap Insertiä, aseta SampLok Adapter Cap:n, kohdista laskekkie SAC:n reunoihin ja paina insentiosuojaa suojukseen, kunnes kuuluu napsahdus, mikä tarkoittaa sitä, insentiosuojaa on paikallaan (G).
- 8 Aseta viijelypullo insentiosuojan keskelle (H).
- 9 Poista viijelypullo, kun se on täynnä. Toista vaiheet 7a ja 7b jokaisen viijelypulloin viijelyputken kohdalla.
- 10 Lopullisen viijelypulloin viijelyputken jälkeen sulje kappi.

- 5 Lopeta venikohta kohtaisesti menettelytapojen mukaisesti.
- 6 Hävitä keräysnauha ja SampLok Adapter Cap ja Insert (jos käytetty) bioturvotus vaarallisten tervien eristämisen sopivasti menettelytapojen mukaisesti.

Tuotetiedot

Pakkauksen määrä

Pakkauksen paino

Lääketeollinen Laite

Alkijota sovelletaan vain Yhdysvaltojen markkinoille

Yhtiön pääkonttori
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

Myyntitoimisto
ITL BioMedical
Tel: +1 (888) 411 2851
sales@itlbiomedical.com
SampLok® on Canberra, Australiassa sijaitsevan ITL Corporation, rekisteröity varamerkki.

CONSIGNES D'UTILISATION (FR)

le SampLok Adapter Cap (SAC) est conçu pour faciliter le prélèvement d'échantillons de sang dans des flacons de culture ou des tubes à vide. C'est un dispositif à usage unique. Il n'y a pas de contre-indications connues pour le SAC, bien qu'il faille prêter attention aux avertissements et aux précautions incluses dans cette notice d'utilisation.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

le SampLok Adapter Cap est un dispositif à usage unique. N'essayez pas de retirer l'aiguille après utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Fixez une aguja de recolección al SampLok Adapter Cap. En el caso de SampLok Adapter Cap sin Luer pre-ensamblado, visse la aguja de prelevamiento sanguin dentro l'ouverture stérile du capuchon jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée (A). Pour le SampLok Adapter Cap avec un Luer pré-assemblé, insérez la pointe du Luer dans l'embase de l'agujale de prélevement sanguin jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
- 2 Préparation de la peau: préparez et désinfectez le site de ponction de culture de votre établissement.
- 3 Préparation du flacon de culture: Retirez le bouchon protecteur du flacon de culture (B). Désinfectez le septum du flacon de culture conformément aux instructions du fabricant du flacon de culture (C).
- 4 Effectuez la ponction veineuse en suivant la procédure de votre établissement.

- 5 Ouvrez le couvercle de sécurité du SampLok Adapter Cap en plaçant les bords des doigts sur les deux languettes, en abaissant la languette supérieure et en levant la languette inférieure (D). Répétez les étapes 7a et 7b, pour chaque tube à vide supplémentaire.
- 6 Après avoir rempli le dernier flacon de culture ou le tube de prélevement sanguin, fermez le couvercle avec vos doigts ou en l'appuyant contre une surface jusqu'à ce que le couvercle de sécurité se ferme en un clic.
- 7 Analysez la ponction veineuse en suivant la procédure de votre établissement.
- 8 Jetez l'aiguille de prélèvement et le SampLok Adapter Cap et le Cap Insert (le cas échéant) dans un récipient à déchets dangereux, conformément à la procédure en vigueur dans votre établissement.

- a. Insérez le tube sous vide au centre de Cap Insert (H). b. Retirez le tube sous vide lorsque (H) est rempli. Répétez les étapes 7a et 7b, pour chaque tube à vide supplémentaire.
- 8 Après avoir rempli le dernier flacon de culture ou le tube de prélevement sanguin, fermez le couvercle avec vos doigts ou en l'appuyant contre une surface jusqu'à ce que le couvercle de sécurité se ferme en un clic.
- 9 Analysez la ponction veineuse en suivant la procédure de votre établissement.
- 10 Jetez l'aiguille de prélèvement et le SampLok Adapter Cap et le Cap Insert (le cas échéant) dans un récipient à déchets dangereux, conformément à la procédure en vigueur dans votre établissement.

Informations sur le produit

Quantité de cartons

Poids du carton

Dispositif Médical

Applicable uniquement sur le marché américain

Siège social de l'entreprise
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

Bureau des ventes
ITL BioMedical
Tel: (1) 888 411 2851
sales@itlbiomedical.com
SampLok® est une marque déposée d'ITL Corporation, Canberra, Australie.

GERBRAUCHSANWEISUNGEN (DE)

SampLok Adapter Cap (SAC) ist vorgesehen für die Entnahme von Blutproben in Kulturflaschen oder Vakuumröhrchen. Es handelt sich um ein Einweggerät. Es gibt keine Kontraindikationen für das SAC, allerdings sollten die in diesen Anwendungsinstruktionen enthaltenen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die SampLok Adapter Cap ist ein Produkt zur Einmalverwendung. Versuchen Sie nicht, die Nadel nach der Verwendung zu entfernen.

ANWENDUNGSHINWEISE

- 1 Befestigen Sie eine Erntehaube an der SampLok Adapter Cap. Schrauben Sie bei einer SampLok Adapter Cap ohne vormontierten Luer die Blutentnahmekanüle in die Öffnung oben auf der Kappe, bis sie fest sitzt (A).
- 2 Für eine SampLok Adapter Cap mit vormontiertem Luer: Führen Sie die Luer Spitze in die Nahe der Blutentnahmekanüle ein, bis sie fest sitzt.
- 3 Vorbereitung der Haut: Präparieren und desinfizieren Sie die Venenpunktionssstelle nach dem Empfind.
- 4 Kulturflaskenvorbereitung: Entfernen Sie das Schutzkappe (B). Desinfizieren Sie das Septum gemäß den Anweisungen des Kulturflaskenherstellers (C).
- 5 Führen Sie die Venepunktion gemäß dem Verfahren Ihrer Einrichtung durch.

- 5 Öffnen Sie den SampLok Adapter Cap Sicherheitsdeckel, indem Sie die Fingerspitzen auf die beiden Laschen legen und die obere Lasche nach unten und die untere nach oben drücken (D).
- 6 Entnehmen Sie das Blutpräparat in die Kulturflasche. a. Sätzen Sie SampLok Adapter Cap über die Kulturflasche und drücken Sie fest auf, um den Fluss in die Kulturflasche zu starten (F). b. Heben Sie die SampLok Adapter Cap von der Kulturflasche ab, um den Fluss zu stoppen. Befolgen Sie dabei die Anweisungen für die Probeentnahme. Wiederholen Sie die Schritte 6a und 6b für zusätzliche Kulturflaschen.
- 7 Entnehmen Sie die Blutprobe in Vakuumröhrchen (je nach Bedarf). Wenn Sie kein Kappeinsatz verwenden, platzieren Sie die SampLok Adapter Cap, richten Sie die Laschen an den Notch im Rand des SAC aus und drücken Sie den Einsatz in die Kappe, bis ein Klick darstellt, was anzeigt, dass der Einsatz an seinem Platz ist (G).
- 8 Sätzen Sie das Vakuumröhrchen in die Mitte des Einsatzes ein (H). b. Entfernen Sie das Vakuumröhrchen wenn es gefüllt ist.

- Wiederholen Sie die Schritte 7a und 7b für jedes zusätzliche Vakuumröhrchen.
- 8 Schließen Sie nach dem Befüllen der letzten Kulturflasche oder des Vakuumröhrchen den Deckel mit den Fingern oder durch Druck gegen eine Oberfläche, bis der Sicherheitsdeckel einrastet.
- 9 Unterbrechen Sie die Venenpunktion gemäß dem Verfahren Ihrer Einrichtung.
- 10 Entsorgen Sie die Entnahmekanüle und SampLok Adapter Cap und den Einsatz (falls verwendet) gemäß dem Verfahren Ihrer Einrichtung im Behälter für gefährliche Abfälle.

Product information

Menge im Karton

Kartongewicht

Medizinisches Gerät

Altkij nur für den US-Markt.

Firmenhauptsz
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

Vertriebsbüro
ITL BioMedical
Tel: +1 (888) 411 2851
sales@itlbiomedical.com
SampLok® ist eine eingetragte Marke der ITL Corporation, Canberra, Australien.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ (EL)

η χρήση του SampLok Adapter Cap (SAC) αποσκοπεί στη διασφάλιση της δευτερευόντως ακεραιότητας, καθώς και της υγιεινής, κατά τη χρήση του SAC, αυτών, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικές προϋποθέσεις και οι προτάσεις του παραρτήματος της παρούσης οδηγίας χρήσης.

ΠΡΟΒΛΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Το SampLok Adapter Cap είναι μίας χρήσης εργαλείο χρήσης. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη βελόνα μετά τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1 Τοποθετήστε μια βελόνα συλλογής στον SampLok Adapter Cap. Για SampLok Adapter Cap χωρίς προεπινοημένο συλλογικό Luer: βιδώστε τη βελόνα συλλογής στον ανοίγμα στο επάνω μέρος της κάπης μέχρι να είναι ασφαλή (Α). Για SampLok Adapter Cap με προεπινοημένο συλλογικό Luer: εισάγετε τη βελόνα του συλλογικού Luer στην άκρη της βελόνας, μέχρι να είναι ασφαλή.
- 2 Προετοιμάστε το σημείο της ενέχυσης και αποστειρώστε το άμεσα σύμφωνα με τις προεπινοημένες οδηγίες του κέντρου σας.
- 3 Προετοιμάστε το φιαλίδιο/επίλυση: Αποστειρώστε το φιαλίδιο/επίλυση σύμφωνα με τις διαδικασίες του κέντρου σας.
- 4 Αποστειρώστε το φιαλίδιο/επίλυση: Αποστειρώστε το φιαλίδιο/επίλυση σύμφωνα με τις διαδικασίες του κέντρου σας.
- 5 Εκτελέστε τη βελόνη/επίλυση σύμφωνα με τις διαδικασίες του κέντρου σας.

- 2 να τηρήσετε η μολυσμένη.
- 5 Ανοίξτε το Κεφάλι Ασφαλείας SampLok Adapter Cap τοποθετώντας τις άκρες των δακτύλων σας πάνω στην άνω και κάτω γωνία του κεφαλιού ασφαλείας. Ανοίξτε το κεφάλι ασφαλείας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ που σημαίνει ότι η βελόνα είναι ασφαλή (Ε).
- 6 Τοποθετήστε το δείγμα αίματος σε φιάλη καλλιέργειας. a. Τοποθετήστε το SampLok Adapter Cap πάνω στη φιάλη καλλιέργειας και πιέστε προς τα κάτω για να το ασφαλίσετε στη φιάλη καλλιέργειας. b. Αποσπείστε τον SampLok Adapter Cap από τη φιάλη καλλιέργειας για να σταματήσετε τη ροή του αίματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για την απόρριψη του SampLok Adapter Cap σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας του κέντρου σας.
- 7 Τοποθετήστε το δείγμα αίματος σε φιάλη καλλιέργειας. a. Τοποθετήστε τον SampLok Adapter Cap πάνω στην φιάλη καλλιέργειας και πιέστε προς τα κάτω για να το ασφαλίσετε στη φιάλη καλλιέργειας. b. Αποσπείστε τον SampLok Adapter Cap από τη φιάλη καλλιέργειας για να σταματήσετε τη ροή του αίματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για την απόρριψη του SampLok Adapter Cap σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας του κέντρου σας.
- 8 Τοποθετήστε το δείγμα αίματος σε φιάλη καλλιέργειας (ανάλογα με τον τύπο). a. Τοποθετήστε τον SampLok Adapter Cap πάνω στην φιάλη καλλιέργειας και πιέστε προς τα κάτω για να το ασφαλίσετε στη φιάλη καλλιέργειας. b. Αποσπείστε τον SampLok Adapter Cap από τη φιάλη καλλιέργειας για να σταματήσετε τη ροή του αίματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για την απόρριψη του SampLok Adapter Cap σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας του κέντρου σας.

- 5 Αναρτήστε το σωλήνα κενού στο κέντρο του Εμφυτεύματος (H). b. Αφαιρέστε το σωλήνα κενού όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση του. Επαναλάβετε τις βήματα 7a και 7b, για κάθε σωλήνα κενού κενού.
- 6 Αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση της τελικής φιάλης καλλιέργειας ή σωλήνα κενού, κλείστε το κενό με το δείκτη ασφαλείας ή τη βελόνη ασφαλείας που είναι ενσωματωμένη στο κέντρο του Εμφυτεύματος.
- 7 Απορρίψτε τη βελόνη/επίλυση σύμφωνα με τις διαδικασίες του κέντρου σας.
- 8 Απορρίψτε τη βελόνη/επίλυση και τον SampLok Adapter Cap σε περίπτωση βιοπειρασμού ύψιστου σύμφωνα με τις διαδικασίες του κέντρου σας.

Παραπομπές/Πρόσδρες

Ποσότητα πακαζιού

Βάρος πακαζιού

MD Ιατρική (Ουσκευή)

Applicable μόνο για την αγορά του Ηνωμένου Πολιτείας.

Εταιρεία/Όχη
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

Εταιρεία πωλήσεων
ITL BioMedical
Tel: +1 (888) 411 2851
sales@itlbiomedical.com
Η SampLok® είναι μια εγγεγραμμένη εμπορική ονομασία της ITL Corporation, Canberra, Australia.

使用說明 (ZH)

SampLok Adapter Cap (SAC) 適用於促進血液樣本收集到培養瓶或真空管中。這是一次性設備。SAC 沒有已知的禁忌症。但應根據本 IFU 中的警告和注意事項謹慎行事。

警告和注意事項

SampLok Adapter Cap 是一次性設備。使用後，請勿嘗試取下針頭。

使用說明

- 1 將採血針連接至 SampLok Adapter Cap。對於沒有預先連接之採血接口之 SampLok Adapter Cap：將採血針插入蓋子頂部之開口，直至其緊密咬合 (A)。對於有預先連接之採血接口之 SampLok Adapter Cap：將預先連接之採血針插入蓋子頂部之開口，直至其固定。
- 2 皮膚預處理：按照您所在設施之程序，預處理和消毒穿刺部位。
- 3 培養瓶預處理：取下培養瓶保護蓋 (B)。根據培養瓶製造商之說明清潔隔蓋 (C)。
- 4 按照您所在設施之程序，進行穿刺。

- 5 將指尖放在兩個拉環上，向下按壓上拉環，向上按壓下拉環，打開安全蓋，使蓋子開口鬆動 (D)。
- 6 將血液樣本收集到培養瓶中。a. 將 SampLok Adapter Cap 放在血液培養瓶上，並按壓上拉環流入瓶中 (F)。b. 按照您所在設施之樣本樣本指引，將 SampLok Adapter Cap 從培養瓶上取下。c. 重複步驟 6a 和 6b，以收集更多血液。
- 7 對額外之培養瓶，重複步驟 6a 和 6b。
- 8 將血液樣本收集到真空管 (視需要而定)。如果使用附件，請放入 SampLok Adapter Cap，將拉環與 SAC 邊緣之開口對齊，然後，將附件插入蓋子，直到發出嗶嗶聲，表示插入到位 (G)。
- 9 將真空管插入附件中心 (H)。

- b. 充滿後，取下真空管。對於每個額定之真空管，重複步驟 7a 和 7b。
- 10 充滿培養瓶之血液培養瓶或採血管後，用手指或表面蓋住蓋子，直至安全蓋扣合。
- 11 按照您所在設施之程序，停止穿刺。
- 12 按照您所在設施之程序，在生物危害觀察器中處置採血針和 SampLok Adapter Cap 以及附件 (如使用)。

產品資訊

紙箱數量

紙箱重量

醫療裝置

僅適用於美國市場

公司總部
ITL Health Group
Tel: +61 (3) 9088 7391
info@itlhealthgroup.com

銷售辦事處
ITL BioMedical
Tel: +1 (888) 411 2851
sales@itlbiomedical.com
SampLok® 是澳大利亞堪培拉 ITL Corporation 之註冊商標。

उपयोग के संकेत (HI)

SampLok Adapter Cap (SAC) का उपयोग रक्त नमूने के संग्रह को सुविधा के रूप में प्रदान करता है। यह एक बार उपयोग के उपकरण है। SAC के लिए कोई ज्ञात प्रतिरोध नहीं है, हालांकि हम IFU में निर्दिष्ट चेतावनियों और सावधानियों का पालन करना चाहिए।

चेतावनी और सावधानियाँ

SampLok Adapter Cap एक बार उपयोग के उपकरण है। इस्तेमाल के बाद सुई को हटाने का प्रयास न करें।

उपयोग के संकेत

- 1 कलेक्शन नीडल को SampLok Adapter Cap में जोड़ें। For SampLok Adapter Cap without a pre-attached Luer: screw the blood collection needle into the opening at the top of the cap until it is fully seated. For SampLok Adapter Cap with a pre-attached Luer: insert the Luer tip into the hub of the blood collection needle until it is secure.
- 2 त्वचा प्रारंभिक: अपने सुई प्रारंभिक के अनुसार त्वचा प्रारंभिक और डिस्इन्फेक्ट करें।
- 3 कल्चर बॉटल प्रारंभिक: कल्चर बॉटल के डिस्कॉवरिंग कवच को हटाने (B)। कल्चर बॉटल के डिस्कॉवरिंग कवच को साफ करने (C)।
- 4 अपनी सुई प्रारंभिक के अनुसार त्वचा प्रारंभिक और डिस्इन्फेक्ट करें।
- 5 अंशुनिक के सही को ठीक प्रस्ताव दें, अंशुनिक को सही ठीक प्रस्ताव दें और

- नमूने को सही को ठीक प्रस्ताव दें, अंशुनिक को सही ठीक प्रस्ताव दें और
- 5 अंशुनिक के सही को ठीक प्रस्ताव दें, अंशुनिक को सही ठीक प्रस्ताव दें और

- b. वैक्यूम ट्यूब को भर जाने पर हटाने दें। प्रत्येक अतिरिक्त वैक्यूम ट्यूब के लिए च

