

■ Sets de soins de bouche

Set de soin de bouche N°3

Réf. 401048

- 1 bassin réniforme
- 4 tampons en non tissé 3 cm 30 g
- 6 tampons de gaze 2,5x3,5 cm 17 fils
- 2 cupules 60 ml graduées
- 1 abaisse langue bois taille adulte
- 1 pince plastique Kocher 14,5 cm bleue
- 4 carrés d'essuyage non tissé 20x20 cm

Accessoires pour soins de bouche

Référence	Désignation	Quantité par colis
080503	Bâtonnet citronné en sachet de 3	750
080507	Ecouvillon plastique 15x0,4 cm embout coton	1000
080509	Ecouvillon 150x4 mm bout étoilé en mousse	1000
500201	Abaisse langue bois taille adulte	5000



Set de soin de bouche N°4

Réf. 400076

- 1 blister 15,5x19,5 cm 4 alvéoles
- 5 compresses en non tissé 5x5 cm 4 plis 30 g
- 6 tampons en non tissé 3 cm 30 g
- 1 pince plastique Kocher 14,5 cm bleue
- 1 pince plastique anatomique 12,5 cm verte
- 1 abaisse langue bois taille adulte



Pamplemousse.com - Crédits photos: Shutterstock, © Raffin

catalogue produit

Sondage Pansements Soins de bouche



RAFFIN
care for you since 1914

RAFFIN MEDICAL
746 route de Sarcey - 69490 Saint-Romain de Popey - France
+33 (0)4 37 58 10 10 | +33 (0)4 74 26 83 60 | raffin-medical.com | f in



RAFFIN
care for you since 1914

Découvrez
quelques exemples
de nos sets

Sets de sondage urinaire

Set de sondage urinaire périphérique

Réf. 405048

- 1 champ ouate/PE 70x90 cm à plat
- 1 poche à urine stérile sans phtalates
- 1 cupule 60 ml graduée
- 7 tampons en non tissé 3 cm 30 g
- 4 compresses en non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
- 2 compresses en non tissé 10x20 cm 4 plis 40 g
- 1 compresse en non tissé 10x20 cm 4 plis 40 g
- 1 pince plastique anatomique 12,5 cm bleue
- 1 seringue 10 ml Luer excentrée
- 1 champ NT/PE 70x70 cm troué 6x10 cm centré
- 1 gant de toilette airlaid plastifié



Set de sondage urinaire avec partie toilette N°1

Réf. 400108

Partie toilette

- 1 gant de toilette non tissé plastifié
- 2 gants d'examen latex taille 7/8 non poudrés manchettes retournées
- 10 compresses en non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g

Partie sondage

- 1 champ ouate/PE 50x70 cm
- 1 blister 4 compartiments
- 10 compresses en non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 compresse en non tissé 5x5 cm 4 plis 30 g
- 1 ampoule d'eau distillée stérile 20 ml
- 1 seringue 20 ml Luer excentrée
- 1 aiguille rose 18G 40 mm
- 1 champ NT/PE 75x90 cm troué 8 cm au 1/3 et fendu
- 1 gel lubrifiant
- 1 pince plastique anatomique 12,5 cm
- 1 cupule 60 ml graduée



Set de sondage urinaire N°5

Réf. 400871


- 1 champ ouate/PE 70x90 cm
- 1 champ NT/PE 75x90 cm troué 8 cm au 1/3 + fendu
- 1 plateau 32,5x17,5x4,5 cm
- 2 cupules 150 ml graduées
- 1 cupule 90 ml graduée
- 15 compresses en non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
- 1 gel lubrifiant en sachet de 5 g
- 1 seringue 20 ml Luer excentrées
- 1 ampoule d'eau distillée stérile 20 ml
- 1 carré d'essuyage non tissé 30x40 cm



Champ ouate/PE 75x90 cm troué 10 cm au 1/3 et prédécoupé

Réf. 081307

■ Ouate/PE ■ Ouverture Prédécoupe




Sets de soins & réfection de pansement

Avec champ de soin

Set de pansement N°8

Réf. 400508

- 1 blister 15,5x19,5 cm / 4 alvéoles
- 5 tampons de gaze 3 cm 30 g
- 5 compresses en non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 2 pinces plastique anatomiques 12,5 cm
- 1 champ cellulose/PE 38x45 cm



Set de pansement N°25

Réf. 400613

- 1 blister 15,5x19,5 cm 4 alvéoles
- 1 champ cellulose/PE 38x45 cm
- 5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 5 tampons de gaze 3 cm 20 fils
- 1 Pince plastique anatomique 12,5 cm
- 1 Pince plastique Kocher 14,5 cm



Set de détersion pour plaies chroniques N°1

Réf. 400085

- 1 blister 15,5x19,5 cm / 4 alvéoles
- 1 champ cellulose/PE 38x45 cm
- 5 compresses en non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 pince plastique Kocher 14,5 cm bleue
- 1 pince plastique anatomique 12,5 cm
- 1 ciseaux métal boucles en plastique 12 cm
- 1 stylet plastique 14 cm
- 1 curette plastique 13,5 cm



Sans champ de soin

Set de pansement N°2

Réf. 400502

- 1 blister 15,5x19,5 cm / 4 alvéoles
- 5 compresses en non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 5 tampons de gaze 3 cm 20 fils
- 2 pinces plastique anatomiques 12,5 cm

