

Chirurgies diverses

Set de lipofilling N°1 (double emballage)

Réf. 400903

- 12 seringues 10 ml Luer Lock
- 12 bouchons Luer Lock mâle et femelle bleus



Set orthopédique pour la main N°3

Réf. 401046-1

- 1 champ de table 70x90 cm
- 10 compresses gaze 10x10 cm 12 plis 17 fils
- 1 bande de crêpe 4 m x10 cm
- 1 jersey tubulaire coton 150x10 cm
- 1 cupule 250 ml translucide graduée
- 1 pansement absorbant gaze/coton 20x25 cm

Set orthopédique pour membre inférieur N°2

Réf. 401047-1

- 1 champ de table 70x90 cm
- 10 compresses gaze 10x10 cm 12 plis 17 fils
- 1 bande de crêpe 4 m x15 cm
- 1 jersey tubulaire coton 180x15 cm
- 1 cupule 250 ml translucide graduée
- 1 pansement absorbant gaze/coton 20x25 cm



Radiologie interventionnelle

Set de radiologie N°3

Réf. 400910

- 1 champ de table 70x90 cm
- 10 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 8 tampons non tissé 3 cm 30 g
- 1 pince plastique Kocher 14,5 cm
- 1 cupule 250 ml bleue graduée
- 1 cupule 150 ml translucide graduée
- 1 cupule chirurgicale 60 ml



Pack d'abord pour biopsie

Réf. 400919

- 1 champ de table renforcé 150x180 cm
- 1 bistouri Swann Morton N°11
- 1 seringue 10 ml Luer Lock
- 1 seringue 20 ml Luer Lock
- 4 aiguilles bleues 23G 25 mm
- 1 aiguille orange 25G 38 mm
- 1 aiguille de transfert sécurité 18G 40mm
- 1 cupule 150 ml translucide graduée
- 1 bâtonnet de badigeon mousse 15 cm
- 10 compresses non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
- 4 tampons de gaze 3 cm 20 fils
- 1 steri-Strip 12x50 mm 1 plaquette de 6
- 1 compresse non adhérente 10x10 cm
- 1 champ 100x150 cm troué 10 cm adhésif + prédécoupé



Certains composants sont également disponibles en satellite.



RAFFIN MEDICAL
746 route de Sarcey - 69490 Saint-Romain de Popey - France
☎ +33 (0)4 37 58 10 10 | 📠 +33 (0)4 74 26 83 60 | raffin-medical.com | [f](#) [in](#) [v](#)



catalogue produit

Bloc

Toilette, badigeon et déterision
Chirurgie diverse | Radiologie
Suture et d'ablation de fils



Découvrez
quelques exemples
de nos sets.

Sets de toilette, badigeon et détersion

Set de préparation cutanée grande surface

Réf. 400564

- 1 plateau
- 3 carrés d'essuyage airlaid
- 20 compresses non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
- 6 tampons non tissé 5 cm 30 g
- 1 pince plastique porte tampon 24 cm
- 3 cupules 250 ml graduées
- 1 gant de toilette airlaid plastifié



Set de badigeon N°68

Réf. 400568

- 1 blister 4 alvéoles
- 3 carrés d'essuyage airlaid
- 2 bâtonnets de badigeon mousse 15 cm
- 3 gants de toilette airlaid plastifiés



Set de badigeon N°25

Réf. 401036

- 1 plateau
- 5 tampons de gaze 40x40 cm déplié 5 cm 20 fils
- 1 pince plastique porte tampon 24 cm
- 1 cupule 150 ml translucide graduée



Set de détersion N°3

Réf. 400575-1


- 1 plateau
- 1 champ enveloppant 70x90 cm
- 1 carré d'essuyage airlaid
- 10 compresses gaze 10x10 cm 8 plis 17 fils
- 3 cupules 150 ml graduées
- 1 bâtonnet de badigeon mousse 15 cm



Set de badigeon N°43

Réf. 400531

- 1 plateau
- 1 paire de gants d'examen en latex taille 7/8 sans poudre manchette retournée
- 2 carrés d'essuyage airlaid
- 2 gants de toilette airlaid plastifié
- 4 tampons non tissé 5 cm 30 g
- 1 pince plastique porte tampon 19 cm
- 1 cupule 90 ml graduée
- 1 cupule 150 ml graduée



Sets de suture et ablation de fils

Set de suture N°3

Réf. 400827

- 1 blister 15,5x19,5 cm 4 alvéoles
- 1 champ NT/PE 45x45 cm troué 5x6,5 cm centré + 2 stickers adhésifs
- 1 champ cellulose/PE
- 5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 pince inox Adson 12 cm à griffes
- 1 ciseaux inox 12 cm droits bouts pointus
- 1 pince inox porte aiguille 14 cm



Set d'ablation de fils N°1

Réf. 400303

- 1 blister
- 1 pince plastique anatomique double denture 12,5 cm verte
- 1 lame coupe fils
- 3 compresses gaze 5x5 cm 8 plis 17 fils



Set de suture N°13

Réf. 400851

- 1 champ enveloppant 50x70 cm
- 1 plateau 15x20 cm 4 compartiments
- 5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 4 tampons non tissé 3 cm 30 g
- 1 ciseaux inox 12 cm droits bouts pointus
- 1 pince inox porte aiguille extra fine 13 cm
- 1 pince inox Adson 12 cm sans griffes
- 1 champ 50x50 cm troué 6x11 cm centré adhésif



Chirurgies diverses

Set d'instrumentation pour posthécotomie

Réf. 400920

- 1 champ de table 110x110 cm
- 1 plateau
- 1 cupule 60 ml translucide graduée
- 1 cupule 60 ml rouge graduée
- 1 pince inox porte aiguille extra fine 13 cm
- 1 ciseaux inox Metzenbaum 18 cm fin courbés
- 1 pince inox Kocher 14 cm à griffes
- 1 pince inox Kocher 18 cm sans griffes
- 1 pince inox Adson 12 cm à griffes
- 1 pince inox Adson 12 cm sans griffes
- 3 pinces inox Halstead mosquito 12 cm courbées



Set de pose de chambre implantable n°1

Réf. 401358

- 1 champ de table 50x70 cm
- 1 plateau
- 10 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 pince inox Adson 15 cm à griffes
- 1 pince inox Leriche courbe 15 cm
- 1 ciseaux inox bouts pointus courbés 14 cm
- 1 pince inox porte aiguille 14 cm
- 1 cupule 90 ml translucide graduée



Set de petite chirurgie

Réf. 400816

- 1 champ de table 50x70 cm
- 1 plateau
- 1 carré d'essuyage 30x35 cm
- 1 champ NT/PE 75x90 cm troué 10 cm au 1/3 adh
- 5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 40 g
- 1 seringue 10 ml Luer excentrée
- 1 seringue 5 ml Luer centrée
- 1 aiguille rose 18G 40 mm
- 1 aiguille orange 25G 16 mm
- 1 bâtonnet de badigeon mousse 15 cm
- 1 cupule 60 ml translucide graduée

