

Pack prélèvement de cornée

- 1 champ de table renforcé + 1 champ troué avec 2 poches de recueil
- 1 plateau
- 1 casaque chirurgicale taille XL
- 20 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 blépharostat à vis Lieberman
- 1 pince de Bonn
- 1 ciseaux de Castroviejo
- 1 trépan 17 mm
- 2 cupules



Pack kyste de paupière

- 1 champ de table + 1 champ troué
- 1 plateau
- 5 compresses non tissé 10 x 10 cm
- 1 compresse oculaire
- 1 seringue 2,5 ml Luer Lock
- 1 aiguille orange 25G 16 mm
- 1 bâtonnet de badigeon
- 1 bistouri N°15
- 1 curette chalazion double
- 1 pince chalazion
- 1 aiguille de transfert 18G 40 mm



Pack chirurgie réfractive

- 1 champ de table + 1 champ troué
- 1 casaque chirurgicale taille XL
- 1 protection d'écran adhésive
- 5 fléchettes absorbantes
- 10 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 seringue 3 ml Luer Lock
- 1 canule d'hydrodissection 27G
- 2 bandelettes triple 10 x 1,25 cm
- 1 cupule



Pamplemousse.com - Crédits photos : Shutterstock, © Raffin Medical

catalogue produit

Ophtalmologie



Sets injection intra-vitréenne

Set injection intra-vitréenne N°1

- 1 champ de table + 1 champ troué
- 1 cupule
- 1 tampon
- 5 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Kocher plastique
- 1 blépharostat de Barraquer
- 1 marqueur IVT 3,5/4 mm



Set injection intra-vitréenne N°2

- 1 champ de table + 1 champ troué
- 1 cupule
- 6 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 écouvillon
- 1 pince Kocher plastique
- 1 blépharostat de Kratz-Barraquer
- 1 marqueur IVT 3,5/4 mm



Set injection intra-vitréenne N°3

- 1 champ de table + 1 champ troué
- 1 plateau
- 1 cupule
- 4 compresses non tissé 10 x 10 cm
- 2 bâtonnets absorbant
- 1 pince Kocher plastique
- 1 blépharostat de Kratz-Barraquer
- 1 marqueur IVT 3,5/4 mm



Set injection intra-vitréenne N°4

- 1 champ de table + 1 champ troué
- 1 plateau
- 1 cupule
- 1 tampon
- 5 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Kocher plastique
- 1 blépharostat de Kratz-Barraquer
- 1 marqueur IVT 3,5/4 mm
- 1 écouvillon
- 3 fléchettes absorbantes



Packs cataracte

Pack cataracte simple

- 1 champ de table renforcé
- 1 cupule
- 2 seringues 5 ml Luer Lock
- 1 coque oculaire
- 5 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ cataracte
- 2 casaques chirurgicales taille L et XL



Pack cataracte standard

- 1 champ de table renforcé
- 1 canule hydrodissection 25G
- 1 canule de Rycroft 27G
- 1 compresse oculaire
- 1 seringue 3 ml Luer Lock
- 2 bandelettes double 15 x 1,25 cm
- 10 compresses non tissé 10 x 10 cm
- 1 coque oculaire
- 2 cupules
- 1 champ cataracte



Pack cataracte complet

- 1 champ de table renforcé
- 1 plateau
- 2 cupules
- 1 pince de Bonn
- 1 canule d'hydrodissection 27G
- 1 couteau à incision cornéenne double tranchant 2.2 mm
- 1 coque oculaire
- 1 compresse oculaire
- 10 compresses non tissé 10 x 10 cm
- 1 seringue 5 ml Luer Lock
- 1 seringue 3 ml Luer Lock
- 1 aiguille rétrobulbaire 25G 38 mm
- 1 pince plastique Kocher
- 1 canule de Rycroft 27G



- 5 fléchettes absorbantes
- 1 bandelette double 15 x 1,25 cm
- 1 champ cataracte
- 2 casaques chirurgicales taille L et XL