


Pince à clamper

Dévisse bouchon

Un système innovant

Grâce **aux crans**, la pince à clamper permet également de **dévisser des bouchons** ou des **valves** lors de manipulations.

Bientôt disponible dans tous nos sets contenant des pinces à clamper.



Dévisse bouchon

Conditionnement :
disponibles dans les sets.

Scannez & découvrez
la vidéo !



07-2023

Ceci est un **dispositif médical de classe I**.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont **RAFFIN MEDICAL** est fabricant.



Cette pince a pour fonction de **fermer et/ou de régler le débit des liquides** en dialyse et perfusion intraveineuse. Utilisable pour **tous les types de tubulures en plastique souple** qui doivent être fermées.

