

# Set NR Fit®

**RAFFIN MEDICAL répond à la nouvelle norme grâce à la connectique NR Fit®**  
afin d'améliorer la sécurité du patient en anesthésie  
pour les voies neuraxiales et péridurales.

*Découvrez des exemples de nos sets*

## Set d'anesthésie N°18 NR Fit®



REF 400100-2

## Set d'anesthésie péridurale et rachidienne NR Fit®



REF 405174

*Composants :*



Aiguille 18G 50 mm sécurisée NR Fit® CE 1639



Seringues 1, 3, 5, 10, 20, 50 ml NR Fit® CE 1639

**NR Fit®**

Norme NF EN ISO 80369-NR Fit®

NR Fit®

LUER

Application  
neuraxiale

Prévient  
le risque  
d'erreur de voie  
d'injection

Connexion  
sécurisée

Les sets de soin à usage unique, stériles et prêts à l'emploi sont composés de produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE dont RAFFIN MEDICAL est l'Assembleur, conformément à l'article 22 du Règlement relatif aux dispositifs médicaux - MDR (UE) 2017/745.  
Les aiguilles et seringues NR Fit® sont des DM de classe I, IS ou IIa.  
RAFFIN MEDICAL est importateur de ces produits marqués CE.