


Gamme anesthésie

Champ bi-matière

Découvrez notre champ bi-matière



80x130 cm troué 10x20 cm adhésif au 1/3 et prédécoupé

ses nombreux adhésifs assurent un positionnement optimal du champ lors de l'intervention.



Vous pouvez l'utiliser de 2 manières différentes :

1
Positionné au niveau des épaules pour pouvoir utiliser la fenêtre et garantir un soin stérile



2
Positionné en bas du dos du patient et replié pour un accès simplifié à la zone à anesthésie

- IMPERMÉABLE AUX LIQUIDES
- BI-MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT ET NON-TISSÉ
- NORME EN 13795-1

REF 080551

Ce champ est présent dans plusieurs de nos références de sets d'anesthésie mais également en satellite stérile **REF 405070-1**

Ce dispositif médical de classe I (non stérile) et Is (Stérile) est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage **CE** (non stérile) ou **CE**⁰¹⁹⁷ (stérile) dont RAFFIN MEDICAL est mandataire européen et importateur.