

# Compresse longiforme

X-RAY



## Une innovation unique sur le marché!

- ✓ Solution adaptée à la chirurgie **mini-invasive**
- ✓ Compatible avec les trocarts de **coelioscopie**
- ✓ Forme **longiligne** pour une **insertion facilitée**

REF 070315

**15 cm**

Trocarts 5 mm  
(largeur : 1 cm)

REF 070320

**20 cm**

Trocarts 10 mm  
(largeur : 2,5 cm)



*Manipuler la compresse par son extrémité lors de l'introduction et le retrait par le trocard.*

## Caractéristiques techniques

- **Non tissé 50 g** : haute capacité d'absorption
- **X-RAY** : repérage radiographique facilité pour une visualisation précise
- **Compresse cousues sur la longueur** : résistance accrue et sécurisation du fil de baryum
- **Design innovant** : passage aisé dans un trocart de 5 mm
- **Deux tailles : 15 cm (fine) pour les trocarts 5 mm et 20 cm (épaisse) pour les trocarts 10 mm**, en fonction de vos besoins d'absorption
- **Sachets de 5 compresse stériles en double emballage** : sécurité optimale au bloc opératoire
- **Conditionnement** : carton de 4 boîtes de 50 sachets

Cécile LECLERC-CHALVET, Chef de produits

c.leclerc@raffin-medical.com +33 (0)4 27 29 00 15

Dessins et modèles publiés au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°26/05 du 24 avril 2026.

Ceci est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par notre filiale V-MEDICAL PRODUCTS. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE0197. Son mandataire européen est RAFFIN MEDICAL.