

catalogue produit

Bloc

Toilette, badigeon et détersion
Chirurgie diverse | Radiologie
Suture et d'ablation de fils



Sets de toilette, badigeon et déterision

Set de préparation cutanée grande surface

Réf. 400564

- 1 plateau
- 3 carrés d'essuyage airlaid
- 20 compresses non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
- 6 tampons non tissé 5 cm 30 g
- 1 pince plastique porte tampon 24 cm
- 3 cupules 250 ml graduées
- 1 gant de toilette airlaid plastifié



Set de badigeon N°32

Réf. 401061

- 1 plateau
- 5 tampons de gaze 40x40 cm déplié 5 cm 20 fils
- 1 pince plastique porte tampon 24 cm
- 1 cupule 150 ml translucide graduée

Set de badigeon N°73

Réf. 400585

- 1 cupule 150 ml translucide graduée
- 12 compresses non tissé 10x10 cm 4 plis 30g
- 1 pince plastique anatomique 12,5 cm
- 1 pince plastique Kocher 14,5 cm



Set de déterision N°3

Réf. 400575-1

- 1 plateau
- 1 champ enveloppant 70x90 cm
- 1 carré d'essuyage airlaid
- 10 compresses gaze 10x10 cm 8 plis 17 fils
- 3 cupules 150 ml graduées
- 1 bâtonnet de badigeon mousse 15 cm



Set de badigeon N°43

Réf. 400531

- 1 plateau
- 1 paire de gants d'examen en latex taille 7/8 sans poudre manchette retournée
- 2 carrés d'essuyage airlaid
- 2 gants de toilette airlaid plastifié
- 4 tampons non tissé 5 cm 30 g
- 1 pince plastique porte tampon 19 cm
- 1 cupule 90 ml graduée
- 1 cupule 150 ml graduée



Sets de suture et ablation de fils

Set de suture N°3

Réf. 400827

- 1 blister 15,5x19,5 cm 4 alvéoles
- 1 champ NT/PE 45x45 cm troué 5x6,5 cm centré + 2 stickers adhésifs
- 1 champ cellulose/PE
- 5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 pince inox Adson 12 cm à griffes
- 1 ciseaux inox 12 cm droits bouts pointus
- 1 pince inox porte aiguille 14 cm



Set d'ablation de fils N°1

Réf. 400303

- 1 blister
- 1 pince plastique anatomique double denture 12,5 cm verte
- 1 lame coupe fils
- 3 compresses gaze 5x5 cm 8 plis 17 fils

Set de suture N°13

Réf. 400851

- 1 champ enveloppant 50x70 cm
- 1 plateau 15x20 cm 4 compartiments
- 5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 4 tampons non tissé 3 cm 30 g
- 1 ciseaux inox 12 cm droits bouts pointus
- 1 pince inox porte aiguille extra fine 13 cm
- 1 pince inox Adson 12 cm sans griffes
- 1 champ 50x50 cm troué 6x11 cm centré adhésif



Set de suture N°18

Réf. 400863

- 1 champ cellulose/PE 38x45 cm
- 1 champ NT/PE 50x50 cm troué
- 1 pince inox porte aiguille extra fine 13 cm
- 1 ciseaux métal boucles en plastique 12 cm
- 6 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 pince inox Adson 12 cm à griffes
- 1 pince plastique anatomique à mors fins 12,5 cm
- 5 tampons gaze 20x20 cm 3 cm 20 fils adhésif



Chirurgies diverses

Set d'instrumentation pour posthécomie

Réf. 400920

- 1 **champ** de table 110x110 cm
- 1 **plateau**
- 1 **cupule** 60 ml translucide graduée
- 1 **cupule** 60 ml rouge graduée
- 1 **pince** inox porte aiguille extra fine 13 cm
- 1 **ciseaux** inox Metzenbaum 18 cm fin courbés
- 1 **pince** inox Kocher 14 cm à griffes
- 1 **pince** inox Kocher 18 cm sans griffes
- 1 **pince** inox Adson 12 cm à griffes
- 1 **pince** inox Adson 12 cm sans griffes
- 3 **pincettes** inox Halstead mosquito 12 cm courbées



Set de pose de chambre implantable n°1

Réf. 401358

- 1 **champ** de table 50x70 cm
- 1 **plateau**
- 10 **compresses** non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 **pince** inox Adson 15 cm à griffes
- 1 **pince** inox Leriche courbe 15 cm
- 1 **ciseaux** inox bouts pointus courbés 14 cm
- 1 **pince** inox porte aiguille 14 cm
- 1 **cupule** 90 ml translucide graduée

Set de petite chirurgie

Réf. 400816

- 1 **champ** de table 50x70 cm
- 1 **plateau**
- 1 **carré** d'essuyage 30x35 cm
- 1 **champ** NT/PE 75x90 cm troué 10 cm au 1/3 adh
- 5 **compresses** non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 40 g
- 1 **seringue** 10 ml Luer excentrée
- 1 **seringue** 5 ml Luer centrée
- 1 **aiguille** de transfert sécurité 18G 40mm
- 1 **aiguille** orange 25G 16 mm
- 1 **bâtonnet** de badigeon mousse 15 cm
- 1 **cupule** 60 ml translucide graduée



Chirurgies diverses

Pack main

Réf. 400914-1

- 1 **champ** ouate/PE 90x140 cm
- 1 **casaque** chirurgicale standard SMMMS taille L
- 1 **casaque** chirurgicale standard SMMMS taille XL
- 1 pince plastique porte tampon 24 cm
- 1 jersey tubulaire coton coupé cousu roulé 150x10 cm
- 1 cupule 150 ml translucide
- 4 compresses gaze 7,5x7,5 cm 12 plis 17 fils
- 1 **champ** NT/PE renforcé 150x180 cm
- 8 compresses gaze 7,5x7,5 cm 12 plis 17 fils
- 1 lame de bistouri N°15
- 1 **champ** de main NT/PE 350x170 cm renforcé 100x50 cm



Set orthopédique pour la main N°3

Réf. 401046-2

- 1 **champ** de table 70x90 cm
- 10 **compresses** gaze 10x10 cm 12 plis 17 fils
- 1 **bande** de crêpe 4 m x10 cm
- 1 **jersey** tubulaire coton 150x10 cm
- 1 **cupule** 250 ml translucide graduée
- 1 **pansement** absorbant non tissé 20x25 cm



Set orthopédique pour membre inférieur N°2

Réf. 401047-2

- 1 **champ** de table 70x90 cm
- 10 **compresses** gaze 10x10 cm 12 plis 17 fils
- 1 **bande** de crêpe 4 m x15 cm
- 1 **jersey** tubulaire coton 200x15 cm
- 1 **cupule** 250 ml translucide graduée
- 1 **pansement** absorbant non tissé 20x25 cm

Radiologie interventionnelle

Set de radiologie N°3

Réf. 400910

- 1 **champ** de table 70x90 cm
- 10 **compresses** non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
- 8 **tampons** non tissé 3 cm 30 g
- 1 **pince** plastique Kocher 14,5 cm
- 1 **cupule** 250 ml bleue graduée
- 1 **cupule** 150 ml translucide graduée
- 1 **cupule** chirurgicale 60 ml



Pack d'abord pour biopsie

Réf. 400919-1

- 1 **champ** de table renforcé 150x180 cm
- 1 **bistouri** Swann Morton N°11
- 1 **seringue** 10 ml Luer Lock
- 1 **seringue** 20 ml Luer Lock
- 4 **aiguilles** bleues 23G 25 mm
- 1 **aiguille** orange 25G 38 mm
- 1 **aiguille** de transfert sécurité 18G 40 mm
- 1 **cupule** 150 ml translucide graduée
- 1 **bâtonnet** de badigeon mousse 15 cm
- 10 **compresses** non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
- 4 **tampons** de gaze 3 cm 20 fils
- 1 **compresse** non adhérente 10x10 cm
- 1 **champ** 100x150 cm troué 10 cm adhésif + prédécoupé



Certains composants sont également disponibles en satellite.

