

NOUVELLE GAMME

Filets tubulaires élastiques

Zones d'application

Doigt, main, poignet, pied, bras, tête, abdomen, thorax...

Tailles disponibles


0,5 à 11 (adulte/enfant)

Conditionnement/boîte

1 rouleau de 6m non étiré (25m étiré)

Composition

Polyester : 40 %
Polyamide : 20 %
Spandex : 40 %



Le filet tubulaire élastique est un bandage **conçu pour s'adapter à toutes les zones du corps**. Léger, souple et extensible, il permet de maintenir efficacement les pansements en place.

Grâce à sa structure innovante, il offre un maintien optimal et un grand confort pour le patient. Il peut être coupé à la longueur souhaitée afin de répondre aux besoins spécifiques.



Référence	Taille	Largeur non étirée	Largeur étirée	Utilisation possible
020623	0,5	1 cm	7 cm	Doigt
020624	1	1,4 cm	15,5 cm	Main enfant
020625	2	1,6 cm	24 cm	Poignet/pied enfant
020626	3	2 cm	27,5 cm	Main
020627	4	2,2 cm	31 cm	Main/avant bras/bras
020628	5	2,7 cm	37 cm	Jambe/tête enfant
020629	6	3,9 cm	51 cm	Tête Abdo/thorax S
020630	7	5,2 cm	70 cm	Abdo/thorax M
020631	8	6,2 cm	81 cm	Abdo/thorax L
020632	9	7,2 cm	90 cm	Abdo/thorax XL
020633	10	8,1 cm	105 cm	Abdo/thorax XXL
020634	11	10,2 cm	126 cm	Abdo/thorax XXXL

Ce dispositif médical de classe I (non stérile) est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage **CE** dont RAFFIN MEDICAL est mandataire européen et importateur.

